	Návod k použití, čtěte pozorně!		NZP0004	Stránka 1 z 2
	Datum vydání:	7. 10. 2022	Vydání:	2

TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI VÝROBKU A POSTUPE HO JAKÉMKOLIV DALŠÍMU DRŽITELI NEBO UŽIVATELI VÝROBKU.

Výrobce: KLARO, spol. s r.o., Ke Hřišti 187, Velké Chvalovice, 289 11 Pečky / www.klaro.cz

Výrobek	Základní UDI-DI	Varianta	Kat.č.
Držák infuzní lahve	85942088381XXXFA	Držák infuzní lahve	00081
		Držák infuzní lahve na hrazdu	00081H
Držák infuzních lahví dvojité	85942088381DXXC6	Držák infuzních lahví dvojité	00081D
		Držák infuzních lahví dvojité na hrazdu	00081DH

00081



00081H



00081D



00081DH



Konstrukce držáků neumožňuje označení na prostředku. Typ varianty (katalogové číslo) lze určit pomocí vyhledavače na internetových stránkách společnosti KLARO.

Klasifikační/riziková třída zdravotnického prostředku: třída I (pravidlo 1)

Indikace, popis zdravotnického prostředku:

Držáky infuzí jsou určeny pro profesionální použití ve zdravotnickém zařízení, jako pomůcka při intravenózním podání léčiva pomocí infuzní terapie u pacientů indikovaných k této léčbě. Ve variantách jednoduchý držák pro zasunutí jedné infuzní lahve, dvojité držák pro současné zasunutí dvou infuzních lahví.

Varianty 00081, 00081D jsou určeny k zavěšení na infuzní stojan.

Varianty 00081H, 00081DH jsou určeny k zavěšení na hrazdu lůžka.

CELKOVÁ NOSNOST varianty 00081, 00081H - max. 2 kg

CELKOVÁ NOSNOST varianty 00081D, 00081DH - max. 4 kg při max. zatížení 2 kg na každou polovinu držáku

Sterilizace, doba použití, podmínky skladování, záruční doba

Výrobek je dodáván v nesterilním stavu a není určen ke sterilizaci ve zdravotnickém zařízení.


Výrobek je určen pro opakované použití. Životnost výrobku je omezena pouze mechanickým opotřebením, případně poškozením. Z tohoto důvodu je doba použití stanovena na 10 let od prvního použití, pro používání po uplynutí této doby je nutná servisní prohlídka.




Skladujte v suchém prostředí.

Na tyto výrobky se vztahuje záruční doba 2 roky.

Čistění a dezinfekce

Výrobky omývejte slabými roztoky standardně dostupných desinfekčních prostředků nebo za pomoci vody a běžného saponátu. Žádný z těchto prostředků nesmí obsahovat abrazivum.

	Nikdy nepoužívejte dezinfekce nebo jiné látky obsahující chlór nebo jeho deriváty – platí pro všechny části výrobku.
---	---

  	Návod k použití, čtěte pozorně!		NZP0004	Stránka 2 z 2
	Datum vydání:	7. 10. 2022	Vydání:	2

Povrch výrobku otírejte pouze vlhkou textilií nebo houbou bez drsného povrchu. Povrch výrobku můžete poškodit mechanickým namáháním, jako je škrábání a otírání zvýšeným tlakem předměty s ostrými hranami nebo abrazivním povrchem.

Nevystavujte trvalému vlivu vlhkého prostředí.

Varování, bezpečnostní pokyny

Prostředek používejte pouze v souladu s informacemi uvedenými v tomto návodu, zejména pak účelem použití a varováním.

Nepoužívejte poškozený prostředek.

Prostředek pravidelně a dle potřeby dezinfikujte a čistěte, předejete tak iniciaci růstu patogenních mikroorganismů.

Jakékoliv úpravy výrobku se nedoporučují a případné následky nebudou pokryty podpůrným servisem nebo zárukami na výrobek.

Po umístění držáku na stojan/hrazdu lůžka se ujistěte, že je držák správně zavěšený a zabezpečený proti pádu. Po umístění lahve s infuzí do držáku lahve se ujistěte, že je lahev umístěna správně a zabezpečená proti pádu.

Nepřekračujte stanovenou maximální nosnost držáku – mohlo by vést k poškození výrobku

Bezpečná likvidace

Při likvidaci výrobku postupujte v souladu s místními platnými předpisy a nefunkční výrobek předejte k ekologické likvidaci oprávněné osobě (specializované firmě), a to přednostně k recyklaci nebo dalšímu využití. Oprávněná osoba zajistí demontáž výrobku na jednotlivé druhy recyklovatelných nebo využitelných odpadů. Vzniklé odpady nemají povahu nebezpečných odpadů. Při znečištění výrobku chemickými látkami nebo směsmi postupujte při likvidaci dle pokynů výrobce těchto látek.

Poznámka pro uživatele:

Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v souvislosti s používáním těchto výrobků ohlaste výrobcí bez zbytečného odkladu, na adresu (e-mail): klaro@klaro.cz

Vysvětlení použitých symbolů



Značka CE - označení shody výrobku dle článku 20 Nařízení č. 2017/745/EU (MDR)



Značka „Upozornění“ – Upozorňuje uživatele na nutnost nahlédnout do pokynů k použití ohledně důležitých upozornění, jako jsou varování a opatření pro použití, která z různých důvodů nelze umístit přímo na zdravotnický prostředek



Zdravotnický prostředek